Recomendaciones para el uso de la Careta de Protección Facial







LIMPIEZA DE CARETA

- Lavarse las manos antes de tocarla.
- Utilizar agua y jabón líquido para limpiarla. En caso de no contar con jabón líquido, usar alcohol de al menos 60%.
- 3. Secar completamente con toalla de papel o paño de microfibra.

INDICACIONES DE USO

- Manipularla solamente por la parte superior externa.
- 2. Evitar tocar la parte interna, ya que entra en contacto con ojos, nariz y boca.
- 3. Limpiarla al retirar, y guardar de manera segura.

EL USO DE LA CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL NO REEMPLAZA LAS MEDIDAS DE:











en la casa